

Ре-Конъюгированное Моноклональное Антитело Кролика К IgM Мыши Для Проточной Цитометрии (Fc) - P01872

Артикул: CM0008613



введение

РЕ-конъюгированное моноклональное антитело кролика к константной области IgM мыши (P01872). Валидировано для проточной цитометрии. Специфически реагирует с IgM мыши, обеспечивая возможность детекции В-клеток и исследования гуморального иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ-конъюгированное моноклональное антитело кролика к IgM мыши
Примечания/Псевдонимы	Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M
Вид	Мышь
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 105-454 IgM мыши (P01872)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P01872
Молекулярная масса белка	50 кДа / 53 кДа
Условия транспортировки	Ледяной пакет