

## Ре-Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного IL-10Ra/Cd210 Для Проточной Цитометрии - Q61727

Артикул: CM0009151

### введение

РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный IL-10RA/CD210 (CDw210a, IL-10R1), для применения в проточной цитометрии (FC). Распознает альфа-субъединицу рецептора IL-10 мыши, 64 кДа клеточный поверхностный рецептор, участвующий в противовоспалительной передаче сигналов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | РЕ-конъюгированное кроличье антитело против мышиного IL-10RA/CD210                                                                                            |
| Примечания/Альтернативные названия | IL10r; CDw210; CDw210a; IL-10R1; IL-10RA; mIL-10R                                                                                                             |
| Вид                                | Мышь                                                                                                                                                          |
| GeneID (человек)                   | 3587                                                                                                                                                          |
| GeneID                             | 16154                                                                                                                                                         |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 17-241 мышиного IL-10RA/CD210 (NP_032374.1). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                                        |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                                                                       |
| Применение                         | Проточная цитометрия (FC)                                                                                                                                     |
| Перекрестная реактивность          | Мышь                                                                                                                                                          |
| SWISS                              | Q61727                                                                                                                                                        |
| Молекулярная масса белка           | 64 кДа                                                                                                                                                        |
| Условия доставки                   | В термосумке со льдом                                                                                                                                         |