

Ре Кроличья Моноклональная Антитела К Мышистому IL-13 Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточная) - P20109

Артикул: CM0011563

введение

Конъюгированная с PE кроличья моноклональная антитела, нацеленная на мышистый IL-13, подходит для внутриклеточной проточной цитометрии. Идеально подходит для исследований аллергического воспаления, иммунной регуляции и сигнальных путей цитокинов. - P20109

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE кроличья МАТ к мышистому IL-13
Примечания/псевдонимы	IL-13
Вид	Мышь
GeneID (человек)	3596
GeneID	16163
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-131 мышистого IL-13 (NP_032381.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (внутриклеточное)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P20109
Молекулярная масса белка	14 кДа
Доставка	Айс-пакет