

Ре Моноклональное Антитело Кролика Против Мышиного IL-17F - Q7Tni7

Артикул: CM0006073

введение

ФЭ- конъюгированное кроличье моноклональное антитело к мышиному IL-17F, предназначенное для внутриклеточной проточной цитометрии. Изучайте биологию Th17-клеток, антимикробный иммунитет и воспалительные ответы с помощью этого валидированного реагента.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ Кроличье антитело против мышиного IL-17F, моноклональное
Примечания/Альяс	IL-17F
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	112744
GeneID	257630
Иммуноген	Рекомбинантный белок: рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-161 мышиного IL-17F (NP_665855.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (внутриклеточное)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q7TNI7
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	Холодильный пакет