


Ре-Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного IL-1β Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточной) - P10749

Артикул: CM0005190



введение

PE-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный IL-1β (P10749), для внутриклеточной проточной цитометрии. Валидировано для мышиных образцов. Идеально для исследований активации иммунных клеток, воспаления и пироптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE-кроличье антитело против мышиного IL-1β (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	IL-1b; IL-1beta
Вид	Мышь
GeneID (человек)	3553
GeneID	16176
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 118-269 мышиного IL1β (NP_032387.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклеточный)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P10749
Молекулярный вес белка	31 кДа
Условия доставки	Ледяной пакет