


Ре Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного IL-22 Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии - Q9Jjy9

Артикул: CM0010723



введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело против мышиного IL-22 для внутриклеточной проточной цитометрии. Специфично реагирует с мышиным IL-22. Идеально подходит для изучения опосредованных IL-22 регенерации тканей, барьерной функции и воспалительных реакций.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кроличье анти-мышиное IL22 мАТ
Примечания/Альтернативные названия	IL-22; If2b1; Ittif; IL-22a; ILTIFa
Вид	Мышь
GeneID (человек)	50616
GeneID	50929
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (внутриклет.)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9Jjy9
Молекулярная масса белка	20 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом