


Ре-Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного IL-33R/St2 - P14719

Артикул: CM0005883



введение

РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело против мышиного IL-33R/ST2 (ST2). Подходит для проточной цитометрии (FC) в иммунологических исследованиях сигналинга IL-33 и поляризации макрофагов. Перекрестно реагирует с мышинным белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело против мышиного IL-33R/ST2
Примечания/Альтернативные названия	T1; St2; DER4; Ly84; ST2L; Fit-1; T1/ST2; St2-rs1
Вид	Мышь
ID гена (человек)	9173
ID гена	17082
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-332 мышиного IL-33R/ST2 (NP_001020773.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P14719
Молекулярная масса белка	38 кДа/65 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом