

## Ре-Меченое Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного IL-9 Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточное) - P15247

Артикул: CM0005775



### введение

PE-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный IL-9 (P40). Подходит для внутриклеточной проточной цитометрии. Специфически реагирует с мышиным IL-9, ключевым цитокином в Th2-ответах и биологии тучных клеток. Идеально для исследований иммунной функции.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                       |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | PE-меченое кроличье моноклональное антитело против мышиного IL-9                                                               |
| Примечания/Альтернативные названия | P40; IL-9                                                                                                                      |
| Вид                                | Мышь                                                                                                                           |
| GeneID (Человек)                   | 3578                                                                                                                           |
| GeneID                             | 16198                                                                                                                          |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-114 мышиного IL-9 (NP_032399.1). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                         |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                                        |
| Применение                         | Проточная цитометрия (внутриклеточная)                                                                                         |
| Перекрестная реактивность          | Мышь                                                                                                                           |
| SWISS                              | P15247                                                                                                                         |
| Молекулярная масса белка           | 16 кДа                                                                                                                         |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                              |