

Моноклональное Антитело Pe Rabbit Против Мышиного IL1R1/Cd121A Для Проточной Цитометрии - P13504

Артикул: CM0012701

введение

Конъюгированное с PE рекомбинантное моноклональное антитело кролика, нацеленное на мышиный IL1R1/CD121a (P13504), валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения рецептора интерлейкина-1 типа 1 в путях воспалительного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело PE Rabbit против мышиного IL1R1/CD121a
Примечания/алиасы	IL-1R; CD121a; CD121b; IL-1R1; IL1r-1; IL-1R-1; IL-1RT1; IL-1RT-1; IL-1R-alpha
Вид	Мышь
GeneID (человек)	3554
GeneID	16177
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-338 мышиного IL1R1/CD121a (NP_032388.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P13504
Молекулярная масса белка	67 кДа
Доставка	Пакет со льдом