

Моноклональное Антитело Кролика К Мышину IL4, Меченное Ре, Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии - P07750

Артикул: CM0011876

введение

Меченное фикоэритрином (PE) моноклональное антитело кролика против мышино IL4 (BSF-1), валидированное для внутриклеточной проточной цитометрии. Подходит для изучения ответов Т-клеток, воспаления и нейроиммунологии на мышинных моделях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE-кроличье анти-мышиное моноклональное антитело к IL4
Примечания/Псевдонимы	IL-4; BSF-1
Вид реагирования	Мышь
GeneID (Человек)	3565
GeneID (Мышь)	16189
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 21-140 мышино IL4 (NP_067258.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (внутриклеточное)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P07750
Молекулярная масса белка	16 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом