

Кроличья Моноклональная Мышиная Антитела К Интегрину Альфа-1/Cd49A, Конъюгированная Ре, Для Проточной Цитометрии — Q3V3R4

Артикул: CM0008398

введение

Конъюгированная с РЕ кроличья моноклональная антитела, нацеленная на мышиный интегрин альфа-1/CD49a (VLA-1), для проточной цитометрии. Обнаруживает клеточный поверхностный рецептор для сигналов адгезии ламинина и коллагена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья антитела РЕ против мышинного интегрина альфа-1/CD49a mAb
Примечания/Альтернативные названия	Vla1, CD49A, E130012M19Rik
Вид	Мышь
GenelD (человек)	3672
GenelD	109700
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 29-1141 мышинного интегрина альфа-1/CD49a (NP_001028400.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (ПЦ)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q3V3R4
Молекулярная масса белка	130кДа
Доставка	Айс-бокс