

Фиэ Кроличья Моноклональная Антитела К Мышиному Интегрину Альфа 2/Cd49В Для Проточной Цитометрии — Q62469

Артикул: CM0005529

введение

Конъюгированная с ФИЭ кроличья моноклональная антитела, направленная против мышиного интегрина альфа 2/CD49b (DX5, GPIa). Валидирована для проточной цитометрии. Идеально подходит для исследований коллагеновых рецепторов и адгезии тромбоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ФИЭ кроличья моноклональная антитела к мышиному интегрину альфа 2/CD49b
Примечания/псевдонимы	DX5; GPIa; CD49B
Вид	Мышь
ID гена (человек)	3673
ID гена (мышь)	16398
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 168-366 мышиного интегрина альфа 2/CD49b (NP_032422.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC — проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q62469
Молекулярная масса белка	129 кДа
Доставка	С пакетом льда