


PE Кроличьи Моноклональные Антитела Против Мышиного Lamp1/Cd107A Для Проточной Цитометрии - P11438

Артикул: CM0012103



введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела, направленные против мышиного LAMP1/CD107a, для проточной цитометрии. Валидированы для образцов мыши. LAMP1 — это мембранный гликопротеин лизосом, участвующий в биогенезе лизосом, аутофагии и цитотоксичности NK-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кроличьи мАб против мышиного LAMP1/CD107a
Примечания/Псевдонимы	P2B; Perk; LGP-A; CD107a; Lamp-1; LGP-120
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	3916
ID гена	16783
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P11438
Молекулярный вес белка	43 кДа
Доставка	Сумка со льдом