

Ре-Конъюгированное Моноклональное Антитело Кролика К Ly-49D Мыши Для Проточной Цитометрии — Q60651

Артикул: CM0008752

введение

Конъюгированное с PE моноклональное антитело кролика, нацеленное на Ly-49D мыши (Klra4), валидированное для проточной цитометрии. Выявляет активирующий рецептор NK-клеток для МНС класса I, с перекрёстной реактивностью к мыши. Подходит для исследований иммунной функции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE-конъюгированное моноклональное антитело кролика к Ly-49D мыши
Примечания/синонимы	Chok; Ly49d; Klra32; Klra33; Ly-49d; ly49r<129>
Вид	Мышь
GeneID	16635
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 66-263 Ly-49D мыши (NP_001239506.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	Q60651
Молекулярная масса белка	31 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом