

Ре-Конъюгированное Моноклональное Антитело Кролика К Ly-6A/E (Sca-1) Мыши Для Проточной Цитометрии — P05533

Артикул: CM0008951

введение

РЕ-конъюгированное моноклональное антитело кролика, нацеленное на Ly-6A/E (Sca-1) мыши — активирующий Т-клетки белок, связанный с GPI. Подходит для применений в проточной цитометрии. Поддерживает исследования стволовых клеток и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE-меченное моноклональное антитело кролика к Ly-6A/E (Sca-1) мыши
Примечания/синонимы	TAP; Sca1; Sca-1; Ly-6A.2; Ly-6A/E; Ly-6E.1
Вид	Мышь
GeneID	110454
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-111 Ly-6A/E (Sca-1) мыши (NP_034868.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P05533
Молекулярная масса белка	114 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом