

Ре Кроличья Моноклональная Антитела К Мышиному Ly-6G Для Проточной Цитометрии — P35461

Артикул: CM0008787

введение

Конъюгированная с РЕ кроличья моноклональная антитела, направленная на мышиный Ly-6G (Gr-1), подходит для проточно-цитометрического детектирования гранулоцитов мыши. GPI-якорный антиген костного мозга, идеально подходит для иммунофенотипирования и диагностических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ кроличья антитела к мышиному Ly-6G, мкА
Примечания/Синонимы	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Вид мишени	Мышь
GeneID (человек)	80740
GeneID	546644
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 27-134 мышиного Ly-6G (NP_001297367.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P35461
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	С охлаждающим пакетом