

Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Мышиного Pd-L2/Cd273/B7-Dc Для Проточной Цитометрии - Q9Wul5

Артикул: CM0009764



введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела, направленные против мышиного PD-L2/CD273/B7-DC, валидированные для проточной цитометрии. Функционируют как лиганд PD-1, регулирующий толерантность Т-клеток. Подходят для исследований в области иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	PE Кроличьи мАб против мышиного PD-L2/CD273/B7-DC
Примечания/Псевдоним	Btdc; B7-DC; PD-L2; F730015O22Rik
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	80380
ID гена	58205
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-123 мышиного PD-L2/CD273/B7-DC (NP_067371.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9WUL5
Молекулярная масса белка	28кДа
Доставка	С ледяным пакетом