

Ре Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Rank/Cd265 Для Проточной Цитометрии - O35305

Артикул: CM0004566



введение

РЕ Кроличье моноклональное антитело против мышиного RANK/CD265 для проточной цитометрии. Распознает мышиный RANK (ODFR), ключевой рецептор в RANKL-опосредованном остеокластогенезе и иммунной регуляции. Подходит для исследований в области костной ткани и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ Кроличье моноклональное антитело против мышиного RANK/CD265
Примечания/Альтернативные названия	OFE; ODFR; Rank; Ly109; mRANK; TRANCE-R
Вид	Мышь
GeneID (человек)	8792
GeneID	21934
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 31-213 мышиного RANK/CD265 (NP_033425.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	O35305
Молекулярная масса белка	67 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом