


Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Мышиного S100A9 Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии - P31725

Артикул: CM0005202



введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела, направленные против мышиного S100A9 (MRP14), валидированные для внутриклеточной проточной цитометрии. S100A9 — это кальций-связывающий белок, участвующий в воспалении и врожденном иммунитете. Перекрестно реагирует с мышью. Идеально подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кролик anti-Mouse S100A9 mAb
Примечания/Псевдонимы	p14; Cagb; GAGB; L1Ag; BEE22; MRP14; 60B8Ag
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	6280
GeneID (Мышь)	20202
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-113 мышиного S100a9 (NP_033140.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклет.)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P31725
Молекулярный вес белка	13кДа
Доставка	Сумка-холодильник