

Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Мышиного T-Bet/Tbx21 Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточно) - Q9Jkd8

Артикул: CM0005838



введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела, направленные против мышиного T-bet/Tbx21, подходящие для внутриклеточной проточной цитометрии (FC). Идеально подходят для изучения коммитмента линии Th1, транскрипционной регуляции и противовирусных ответов в мышиных моделях. - Q9JKD8

[Узнать больше](#)

Название продукта	PE Кроличьи МАб против мышиного T-bet/Tbx21
Примечания/Псевдонимы	TBT1; Tbet; Tblym
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	30009
GeneID	57765
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 321-530 мышиного T-bet/Tbx21 (NP_062380.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклеточно)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9JKD8
Молекулярная масса белка	58 кДа
Доставка	Сумка со льдом