

Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Мышиного Tnf-A Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточные) - P06804

Артикул: CM0004824



введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела против мышиного TNF- α , валидированные для внутриклеточной проточной цитометрии. Обнаруживают провоспалительный цитокин TNF- α в макрофагах и других иммунных клетках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кролик anti-Mouse TNF- α мАТ
Примечания/Псевдонимы	DIF; Tnfa; TNF- α ; TNFSF2; Tnlg1f; Tnfsf1a; TNFalpha; TNF-alpha
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	7124
ID гена (Мышь)	21926
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 80-235 мышиного TNF- α (NP_038721.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклет.)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P06804
Молекулярный вес белка	26кДа
Доставка	Сумка-холодильник