

Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Мышиного/Крысиного Cd27 Для Проточной Цитометрии - P41272

Артикул: CM0012438

введение

Конъюгированные с РЕ кроличьи моноклональные антитела, направленные против мышиного/крысиного CD27 (TNFRSF7). Валидированы для проточной цитометрии, реагируют с мышами и крысами. Подходят для исследований иммунофенотипирования Т-клеток, В-клеток и NK-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ Кроличьи мАб против мышиного/крысиного CD27
Примечания/Псевдоним	S152; Tp55; Tnfrsf7
Вид	Мышь
GenelD (Человек)	939
GenelD	21940
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P41272
Молекулярная масса белка	28кДа
Доставка	С ледяным пакетом