

Ре-Кроличья Моноклональная Антитело Против Мышиного/Крысиного Cd31/Ресам1 - Q08481

Артикул: CM0010322

введение

Конъюгированное с РЕ кроличье моноклональное антитело, направленное против мышиного и крысиного CD31/PECAM1, валидировано для проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения трансэндотелиальной миграции лейкоцитов, адгезии эндотелиальных клеток и исследований атеросклероза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ-кроличья моноклональная антитело против мышиного/крысиного CD31/PECAM1
Примечания/алиасы	Cd31; Ресам; PECAM-1
Вид	Мышь
GeneID (человек)	5175
GeneID	18613
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 18-220 мышиного CD31 (NP_001292086.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q08481
Молекулярная масса белка	69кДа/77кДа/80кДа/81кДа
Доставка	Ледяной пакет