

Ре-Кроличья Моноклональная Антитело К Мыши/Крысиному Cd54 - P13597

Артикул: CM0012334

введение

Конъюгированная с PE кроличья моноклональная антитело, нацеленная на мышиный/крысиный CD54 (ICAM-1, Ly-47) для проточной цитометрии. Эпитоп в области аминокислот 28-485. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Подходит для исследования адгезии лейкоцитов и миграции иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE-кроличья моноклональная антитело к мыши/крысиному CD54
Примечания/Синонимы	CD54; Ly-47; Icam-1; MALA-2
Вид	Мышь
ID гена (человек)	3383
ID гена	15894
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-485 мышиногo CD54 (NP_034623.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P13597
Молекулярная масса белка	59 кДа
Доставка	Холодильный пакет