

Ре Кроличье Моноклональное Антитело Против Свиного Cd45 (Fc)

Артикул: CM0011087

введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело, нацеленное на свиную CD45. С иммуногенной последовательностью, покрывающей аминокислоты 27-547, это антитело валидировано для проточной цитометрии (FC) и идеально подходит для анализа иммунных клеток свиньи и разработки IVD-тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кроличье антитело против свиного CD45 (mAb)
Примечания/Альтернативное название	CD45
Вид	Свинья
ID гена (человек)	5788
ID гена (свинья)	100522631
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-547 свиного CD45 (XM_003130596.6)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Свинья
Доставка	В пакете со льдом