

Моноклональное Антитело Ре, Кроличье Анти-Крысиному Cd25, Для Проточной Цитометрии — P26897

Артикул: CM0010883

введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело против CD25 крысы (IL-2R α , P26897) для проточной цитометрии. Подходит для исследований Treg и иммунной толерантности; получено с использованием иммуногена на основе рекомбинантного внеклеточного домена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE-кроличье анти-крысиному CD25 mAb
Алиас	IL2RAC
Вид	Крыса
Идентификатор гена человека	3559
Идентификатор гена	25704
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22–235 CD25 крысы (NP_037295.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Крыса
Идентификатор SWISS	P26897
Молекулярная масса белка	31 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом