

Ре-Кроличья Моноклональная Антитела Против Крысиного Cd8a Для Пцф - P07725

Артикул: CM0012535

введение

РЕ-кроличья моноклональная антитела против крысиного CD8a для проточной цитометрии (ПЦФ). Специфична к крысиному CD8a (32 кДа) – корецептору Т-клеток, необходимому для распознавания МНС класса I и развития иммунного ответа. Идеально подходит для иммунологических исследований и разработки диагностических препаратов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ-кроличья мАнт против крысиного CD8a
Примечания/Алиасы	T8; Lyt2; Ly-2; CD8α
Вид	Крыса
GeneID (человек)	925
GeneID	24930
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦФ
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	P07725
Молекулярная масса белка	32 кДа
Доставка	Айс-пакет