

Ре-Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело Против Ifn-Гамма Крысы Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии - P01581

Артикул: CM0010879

введение

РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело против IFN-гамма крысы, валидированное для внутриклеточной проточной цитометрии. Распознает зрелый белок интерферона гамма 18 кДа. Иммуноген: рекомбинантный фрагмент (aa 20-156). Нет перекрестной реактивности с другими видами. Подходит для анализа иммунных клеток крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело против IFN-гамма крысы
Примечания/Алиасы	If2f, IFNG2, IFN гамма
Вид	Крыса
Gene ID (Human)	3458
Gene ID (Rat)	25712
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-156 IFN-гамма крысы (NP_620235.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (внутриклеточная)
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	P01581
Молекулярная масса белка	18 кДа
Условия доставки	Холодовая упаковка (лед)