

Изотипный Контроль Кроличьего IgG, Меченный Ре, Для Проточной Цитометрии

Артикул: CM0010576

введение

Конъюгированный с РЕ моноклональный антитело изотипного контроля кроличьего IgG для применений проточной цитометрии (ПЦ). Предназначен для оценки неспецифического связывания в экспериментах с антителами, полученными из кроликов. Поставляется на льду.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Изотипный контроль кроличьего IgG, меченный РЕ
Иммуноген	Синтетический пептид, полученный из изотипного контроля кроличьего IgG
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ
Доставка	Сумка-холодильник со льдом