

Ре Крысиные Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd3 Для Проточной Цитометрии - P04235 / P22646

Артикул: CM0008507

введение

Конъюгированные с PE крысиные моноклональные антитела против мышиного CD3 для проточной цитометрии. Распознают мышиный CD3-комплекс (дельта/эпсилон цепи). Идеально подходят для иммунофенотипирования Т-клеток в исследованиях иммунной системы мышей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Крысиные МАб против мышиного CD3
Примечания/Псевдоним	T3d; CD3; T3e; CD3epsilon
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	916/915
ID гена	12500/12501
Иммуноген	Синтетический пептид, полученный из мышиного CD3
Источник	Крыса
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P04235/P22646
Молекулярный вес белка	19 кДа/21 кДа
Доставка	В ледяном пакете