

Моноклональное Антитело Крысы Анти-Мыши Cd45R/B220, Конъюгированное С Ре, Для Проточной Цитометрии — P06800 / P08575

Артикул: CM0006027

введение

Конъюгированное с РЕ крысиное моноклональное антитело, нацеленное на CD45R/B220 мыши (лейкоцитарный общий антиген). Валидировано для проточной цитометрии, перекрёстно реагирует с образцами мыши. Идеально подходит для фенотипирования иммунных клеток в научных исследованиях и разработке диагностических методов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	Моноклональное антитело крысы анти-мыши CD45R/B220, конъюгированное с РЕ
Примечания/синонимы	Ioc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Вид	Мышь
GeneID (человек)	5788
GeneID	19264/5788
Иммуноген	Синтетический пептид, полученный из CD45R/B220 мыши/человека
Источник	Крыса
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P06800/P08575
Молекулярная масса белка	130 кДа/140 кДа/144 кДа
Условия транспортировки	Сумка со льдом