

PE Крысиные Моноклональные Антитела Anti-Mouse Ly-6G Для Проточной Цитометрии - P35461

Артикул: CM0008426

введение

Конъюгированные с PE крысиные моноклональные антитела anti-mouse Ly-6G для проточной цитометрии (FC). Нацелены на лимфоцитарный антиген 6G, перекрестная реакция с мышью, молекулярная масса 14 кДа. Идеально подходят для исследований иммунотипирования костного мозга. UniProt P35461.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Крысиные моноклональные антитела anti-Mouse Ly-6G
Примечания/Псевдоним	Gr1; Gr-1; Ly-6G Ly-6G.1
Вид	Мышь
GeneID (человек)	80740
GeneID	546644
Иммуноген	Синтезированный пептид, полученный из мышиного Ly-6G
Источник	Крыса
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P35461
Молекулярный вес белка	14кДа
Доставка	Сумка со льдом