

Ре Крысиные Моноклональные Антитела Против Мышиных Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) Для Проточной Цитометрии - P35461 / P0Cw02

Артикул: CM0011108

введение

Конъюгированные с PE крысиные моноклональные антитела против мышиных Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) для проточной цитометрии мышиных гранулоцитов. Нацелены на экспрессируемые в костном мозге GPI-якорные мембранные белки. Валидированы на образцах мыши.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Крысиные мАт против мышиных Ly-6G/Ly-6C (Gr-1)
Примечания/Псевдоним	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	8600
GeneID	546644/17067
Иммуноген	Рекомбинантный белок мышиных Ly-6G/Ly-6C (Gr-1)
Источник	Крыса
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P35461/P0CW02
Молекулярный вес белка	14кДа
Доставка	Сумка со льдом