

Моноклональное Антитело Рe Стрептавидин (Кролик) - Sa V1, Sa V2

Артикул: CM0003974

введение

Конъюгированное с РЕ моноклональное антитело Стрептавидин (Кролик) для приложений проточной цитометрии. Независимая от вида перекрестная реактивность поддерживает широкий спектр разработки диагностических тестов, доступно оптом от CamelBio.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ Стрептавидин
Примечания/Псевдоним	SA V1, SA V2
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Независимая от вида
Доставка	Ледяной пакет