


Кроличья Поликлональная Антитело Против Pea3 / Etv4 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P43268

Артикул: CM0027452



введение

Кроличья поликлональная антитело против Pea3 / ETV4, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Распознает ETV4 человека, мыши и крысы, фактор транскрипции, участвующий в нейрогенезе и дифференцировке кератиноцитов. Идеально подходит для исследований в области онкологии и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Pea3 / ETV4 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	E1AF; PEAS3; E1A-F; PEAS3; Pea3 / ETV4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2118
GeneID	2118
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-284 человеческого ETV4 (NP_001977.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P43268
Молекулярный вес белка	54 кДа
Доставка	В ледяном пакете