

PE/Cyanine5 Мышиные Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd3 Для Проточной Цитометрии - P07766

Артикул: CM0004444



введение

Конъюгированные с PE/Cyanine5 моноклональные антитела против эпсилон-цепи человеческого CD3, валидированные для проточной цитометрии. Подходят для идентификации Т-клеток и исследований иммунного ответа в образцах человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE/Cyanine5 Мышиные МАб против человеческого CD3
Примечания/Псевдоним	ТЗЕ, TCRE, IMD18, CD3epsilon
Вид	Человек
GeneID (человек)	916
Иммуноген	Рекомбинантный белок CD3 человека
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P07766
Молекулярный вес белка	23кДа
Доставка	Сумка со льдом