


PE/Cyanine5 Кроличье Моноклональное Антитело Против Мышиного Cd11b Для Проточной Цитометрии - P05555

Артикул: CM0005252



введение

Высокопроизводительное PE/Cyanine5-конъюгированное кроличье моноклональное антитело против мышиного CD11b, валидированное для проточной цитометрии. Нацелено на мышиный интегрин альфа-M (Itgam), рецептор для комплемента iC3b, фибриногена и ICAM1, что имеет решающее значение для исследований адгезии иммунных клеток и фагоцитоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE/Cyanine5 Кроличье моноклональное антитело против мышиного CD11b
Примечания/Альтернативные названия	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	3684
GeneID (Мышь)	16409
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 143-337 мышиного CD11b (NP_032427.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P05555
Молекулярная масса белка	127 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом