

PE/Cyanine5 Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd45 Мыши Для Проточной Цитометрии — P06800

Артикул: CM0011031

введение

Конъюгированное с PE/Cyanine5 кроличье моноклональное антитело против CD45 мыши, валидированное для проточной цитометрии (FC). Детектирует общий лейкоцитарный антиген (L-CA) для иммунофенотипирования и исследований активации Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE/Cyanine5 кроличье антитело anti-Mouse CD45 mAb
Примечания/синонимы	Ioc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyl-4
Вид	Мышь
GeneID (человек)	5788
GeneID	19264
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-566 CD45 мыши (NP_001104786.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P06800
Молекулярная масса белка	130 кДа/140 кДа/144 кДа
Условия транспортировки	Хладагент