

PE/Cyanine5 Кроличьи Моноклональные Антитела Против Мышиного Cd5 Для Проточной Цитометрии - P13379

Артикул: CM0007872

введение

Конъюгированные с PE/Cyanine5 кроличьи моноклональные антитела, направленные против мышиного CD5 (Ly-1), валидированные для проточной цитометрии. Распознают трансмембранный гликопротеин с молекулярной массой 54 кДа на Т-клетках и В1а-клетках; специфичны для образцов мыши. Идеально подходят для иммунофенотипирования и иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE/Cyanine5 Кроличьи мАб против мышиного CD5
Примечания/Псевдонимы	Ly-1; Ly-A; Ly-12; Lyt-1
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	921
GeneID (Мышь)	12507
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-371 мышиного CD5 (NP_031676.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P13379
Молекулярный вес белка	54kDa
Доставка	Сумка со льдом