

Кроличья Моноклональная Антитела К Мышиному Cd90.2, Конъюгированная Ре/Cyanine5, Для Проточной Цитометрии - P01831

Артикул: CM0010248

введение

Конъюгированная PE/Cyanine5 кроличья моноклональная антитела, специфичная к мышиному CD90.2 (Thy-1), подходит для проточной цитометрии. Распознает мембранный гликопротеин, закрепленный GPI-якорем, участвующий в межклеточных взаимодействиях во время синаптогенеза. Идеально подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитела к мышиному CD90.2, конъюгированная PE/Cyanine5
Примечания / Синонимы	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Вид реагирования	Мышь
GeneID (человек)	7070
GeneID	21838
Иммуноген	Синтетический пептид Синтезированный пептид, соответствующий участку мышиного белка CD90.2.
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P01831
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	С охлаждающим пакетом