

Моноклональное Антитело PE/Cyanine7 Против Человеческого Cd27 Для Проточной Цитометрии - P26842

Артикул: CM0008504



введение

Конъюгированное PE/Cyanine7 кроличье моноклональное антитело к человеческому CD27 (TNFRSF7) — костимулирующему рецептору иммунной контрольной точки. Валидировано для применения в проточной цитометрии (ПЦ). Идеально подходит для исследований по профилированию Т-клеток и иммунной системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело PE/Cyanine7 к человеческому CD27
Примечания/Альтернативные названия	T14; S152; Trp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
Вид	Человек
ID гена (человек)	939
ID гена	939
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 21-192 человеческого CD27 (NP_001233.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P26842
Молекулярная масса белка	29 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом