

Моноклональное Антитело PE/Cyanine7 Против Мышиного Cd11c Для Проточной Цитометрии - Q9Qxh4

Артикул: CM0007893

введение

Моноклональное антитело, конъюгированное с PE/Cyanine7, нацеленное на мышиный CD11c (интегрин альфа-X, Q9QXН4), валидированное для проточной цитометрии. Распознает рецептор фибриногена, участвующий в адгезии воспалительных клеток и хемотаксисе моноцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE/Cyanine7 антитело против мышиного CD11c, мкА
Примечания/Альтернативные названия	Cr4; N418; Cd11c
Вид	Мышь
GeneID (человек)	3687
GeneID	16411
Иммуноген	Рекомбинантный белок мышиного CD11c
Источник	Армянский хомяк
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9QXН4
Молекулярная масса белка	129 кДа
Доставка	Холодильный пакет