

PE/Cyanine7 Моноклональное Антитело Против Cd161C/Nk1.1 Мыши Для Проточной Цитометрии — P27814

Артикул: CM0008238

введение

Конъюгированное с PE/Cyanine7 кроличье моноклональное антитело, специфично распознающее CD161c/NK1.1 (NKR-P1C) мыши. Валидировано для проточной цитометрии (FC) при исследовании функции NK-клеток и иммунофенотипирования. Подходит для анализа активации и цитотоксичности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE/Cyanine7 кроличье антитело против CD161c/NK1.1 мыши, МАб
Примечания/псевдонимы	Nk1, Ly59, Nk-1, CD161, Ly-59, Ly55c, NK1.1, NKR-P1, Nk1.2, Klrp1b, NK-RP1, Nk-1.2, Nkrp1b, Nkrp1c, ly-55c, NKR-P1.9
Вид	Мышь
GeneID (человек)	3820
GeneID	17059
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 67–223 CD161/NK1.1 мыши (NP_001153376.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P27814
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом