

## PE/Cyanine7 Анти-Мышиное Cd24 Моноклональное Антитело Для Проточной Цитометрии - P24807

Артикул: CM0010755

### введение

PE/Cyanine7-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный CD24, оптимизированное для проточной цитометрии. Используется в исследованиях клеточной дифференцировки, развития тимоцитов, активации В-клеток и аутоиммунитета.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                       |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | PE/Cyanine7 Кроличье анти-мышиное CD24 mAb                                                                                     |
| Примечания/Альтернативные названия | HSA; Cd24; Ly-52; nectadrin                                                                                                    |
| Вид                                | Мышь                                                                                                                           |
| GeneID (Человек)                   | 100133941                                                                                                                      |
| GeneID                             | 12484                                                                                                                          |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-53 мышиного CD24 (NP_033976.1) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                         |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                                        |
| Применение                         | FC                                                                                                                             |
| Перекрестная реактивность          | Мышь                                                                                                                           |
| SWISS                              | P24807                                                                                                                         |
| Молекулярная масса белка           | 8кДа                                                                                                                           |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                              |