

## PE/Cyanine7 Анти-Мышиное CD3ε Моноклональное Антитело Для Проточной Цитометрии - P22646

Артикул: CM0009743



### введение

Конъюгированное с PE/Cyanine7 Армянское Хомячье анти-Мышиное CD3ε моноклональное антитело для проточной цитометрии для детекции мышиного CD3ε, Т-клеточного поверхностного гликопротеина, участвующего в адаптивном иммунитете - P22646.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                            |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Название продукта                  | PE/Cyanine7 Армянское Хомячье анти-Мышиное CD3ε мАт |
| Примечания/Альтернативные названия | CD3; Т3ε; CD3epsilon                                |
| Вид                                | Мышь                                                |
| GeneID (Человек)                   | 916                                                 |
| GeneID                             | 12501                                               |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный белок                                |
| Источник                           | Армянский хомяк                                     |
| Категория                          | Моноклональные антитела                             |
| Применение                         | Проточная цитометрия                                |
| Перекрестная реактивность          | Мышь                                                |
| SWISS                              | P22646                                              |
| Молекулярная масса белка           | 21 кДа                                              |
| Условия доставки                   | С охлаждением                                       |