

PE/Cyanine7 Анти-Мышиное Ly-6A/E (Sca-1) Моноклональное Антитело Для Проточной Цитометрии - P05533

Артикул: CM0004378

введение

Конъюгированное с PE/Cyanine7 кроличье моноклональное антитело, нацеленное на мышиный Ly-6A/E (Sca-1) для проточной цитометрии. Валидировано на реактивность с мышиными образцами; идеально для исследований стволовых клеток и активации Т-клеток. Единый источник поставок от CamelBio.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE/Cyanine7 Кроличье анти-Мышиное Ly-6A/E (Sca-1) mAb
Примечания/Альтернативные названия	TAP; Sca1; Sca-1; Ly-6A.2; Ly-6A/E; Ly-6E.1
Вид	Мышь
ID гена	110454
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-111 мышинного Ly-6A/E (Sca-1) (NP_034868.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P05533
Молекулярная масса белка	115 кДа
Условия отгрузки	В пакете со льдом