

PE/Cyanine7 Меченые Моноклональные Антитела Против Мышиной В-Цепи Tcr Для Fc - A0A0B4J1G9

Артикул: CM0011133

введение

Конъюгированные с PE/Cyanine7 моноклональные антитела против мышиной β -цепи Т-клеточного рецептора (Армянский хомяк, валидированы для FC). Надежны для детекции TCR β методом проточной цитометрии в образцах мыши. - A0A0B4J1G9

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Наименование продукта	PE/Cyanine7 меченые моноклональные антитела против мышиной β -цепи TCR
Примечания/Альтернативные названия	Tib; TCRbeta
Вид	Мышь
GeneID (человек)	28614
GeneID	21577
Иммуноген	Синтетический пептид Синтезированный пептид, полученный из мышиной β -цепи TCR.
Источник	Армянский хомяк
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	A0A0B4J1G9
Молекулярная масса белка	13 кДа
Условия доставки	В термopakете со льдом