

PE/Cyanine7 Мышиные Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd11b Для Проточной Цитометрии - P11215

Артикул: CM0012509



введение

Конъюгированные с PE/Cyanine7 мышиные моноклональные антитела, нацеленные на человеческий CD11b (Интегрин альфа-M). Валидированные для проточной цитометрии, эти антитела специфически связываются с миелоидным рецептором 127 кДа, экспрессируемым на моноцитах и гранулоцитах. Идеально подходят для исследований в области воспаления и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE/Cyanine7 мышиные МАб против человеческого CD11b
Примечания/Псевдоним	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
Вид	Человек
ID гена	3684
Иммуноген	Синтетированный пептид, полученный из человеческого CD11b
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P11215
Молекулярный вес белка	127 кДа
Доставка	Сумка со льдом