

Мышиное Моноклональное Антитело PE/Cyanine7 Против Человеческого CD11c Для Проточной Цитометрии — P20702

Артикул: CM0009887



введение

Мышиное моноклональное антитело, конъюгированное с PE/Cyanine7, специфичное к человеческому CD11c (интегрин альфа-X, 128 кДа). Подходит для проточной цитометрии, распознаёт рецептор фибриногена на моноцитах/гранулоцитах, участвующий в воспалении и эритрофагоцитозе. — P20702

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мышиное антитело PE/Cyanine7 против человеческого CD11c
Примечания/синонимы	CD11c; SLEB6
Вид	Человек
GeneID	3687 (человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого CD11c
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P20702
Молекулярная масса белка	128 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом