

PE/Cyanine7 Мышиные Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd45Ro - P08575

Артикул: CM0008459



введение

Высококачественные PE/Cyanine7 мышиные моноклональные антитела против человеческого CD45RO для проточной цитометрии (FC). Распознают изоформу CD45RO белка PTPRC человека, ключевой маркер активации Т-клеток. Идеально подходят для иммунологических исследований и клинической диагностики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE/Cyanine7 Мышиные моноклональные антитела против человеческого CD45RO
Примечания/Псевдонимы	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5788
GeneID	5788
Иммуноген	Синтетический пептид, полученный из человеческого CD45RO
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P08575
Молекулярный вес белка	136 кДа
Доставка	В ледяном пакете